



### OZNAČENÍ VÝVODŮ PRO SPECIALISTY

- SV VÝVOD STUD. VODY 3/4" UKONČIT PRAČKOVÝM VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI  
 TV VÝVOD TEPLÉ VODY 3/4" UKONČIT PRAČKOVÝM VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI  
 O ODPAD Js 100  
 E EL. ZASUVKA 400V/16A, PŘÍKON 3 kW, 1200 mm VYSOKO

### POZNÁMKA

VŠECHNY MÍRY JSOU V mm OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY  
 JE MOŽNÁ I ZRCADLOVÁ VARIANTA

DESINFEKTOR LOŽNÍCH MÍS

PANEL BEDNAŘIK  
 PROJEKCE LÉKÁRSKÉ TECHNOLOGIE

21-208