



**LEGENDA:**

	Potrubiční rozvod medicínských plynů v ocelové chráněnce
	Potrubiční rozvod kyslíku (O <sub>2</sub> )
VS-X	Ventilová skříň (X-počet plynů)
VS-X-B	Ventilová skříň-bez čidel (X-počet plynů)
TR	Terminální nastěná jednotka s rychlospojkou
SP-X	Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X-počet snímaných plynů)

- POZNÁMKA:**
- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou.
  - Rozvaděč měřístí vstít v podhledu, v místnostech k odvětrávání místům klesá pod omítkou.
  - Vytvoří plynu pro TR vyvěst ze zdi ve výšce 1200 mm nad čistou podlahou.
  - Uživatelé armatury osadit do ventilové skříně s délkou cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříně je 1400 mm nad podlahou.

[illegible]