

Příloha č. 1 - Technická specifikace

1 ks Parní sterilizátor pro centrální sterilizaci min 440 litrů (6 STJ) – napojení na centrální zdroj páry

- využitelný objem komory min. 6 sterilizačních jednotek (min. 440 litrů)
- prokládací dvoudveřové provedení
- celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním přehřevem a horizontálním vkládáním materiálu
- splňující normu ČSN EN 285+A2 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů
- validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU
- napájení: externí zdroj medicínalní páry
- detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře
- motorické ovládání dveří sterilizační komory
- vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou
- intuitivní ovládání dotykovým displayem v ČJ
- zavážecí systém (min. 2 ks transportní vozík a min. 1 ks zavážecí vozík)
- vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu
- software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring)
- integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji nebo bezpečnostní vana pod přístroj
- parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní s prostorem na CS, kde jsou instalovány současné přístroje a dodavatel musí zajistit dokrytování PS do podhledu z čisté i nečisté strany včetně demontáže stávajícího zařízení a odvozu k ekologické likvidaci. Maximální rozměry prostoru jsou: šířka 150 cm, hloubka 125 cm, výška 270 cm.

SW pro dokumentaci procesů

Softwarový komunikační systém pro dokumentaci procesů mycích a dezinfekčních automatů a sterilizátorů.

Systém musí umožňovat:

- okamžitý přístup na on-line data připojených přístrojů minimálně na 3 ks PC
- archivaci a zpětné vyhledání dokumentace procesů vč. grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií
- tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů
- přímé napojení na informační systém DoctIS
- dálkové monitorování přístrojů
- okamžitý přístup na všechna chybová hlášení servisem

- ochrana dat systémem přístupových práv
- ochrana dat při vzdáleném přístupu šifrovacím systémem SSHD-serveru
- automatické vizuální i akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu
- nezávislý systém archivace dat

SERVIS

- nástup na servis do 24 hodin od nahlášení
- odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do 48 hodin, v případě nutnosti náhradního dílu do max. 9 dní od nahlášení závady
- záruční doba min. 60 měsíců
- BTK dle platné legislativy po dobu záruky zdarma