

ulrichmedical®INJEKTORKONTRASTNÍ LÁTKY CT

produkt : XD 8000 CT motion



CT Motion:

Mobilní podlahová verze
ulrich Injektor kontrastní látky

Pojízdná verze
Terminál s dotykovou obrazovkou

Kabel pro terminál

Netzkabel 7 m, Europa

Návod k použití

EKG-Set pro CT

Pomůcka k zasazení hadičky

Software-uplynulý čas

Ohřívání kontrastní látky

Tyč pro NaCl v pytlíku

nádoba na odpad

Odkládací stolek

Odkapávací kelímek

Software-stejný pacient

Software-nahrazení KL

Software-
zpoždění startu Software

Software-stopky